

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rps4X Для Wb И Elisa - P62701

Артикул: CM0026633



введение

Кроличья поликлональная антитело против RPS4X, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, реагирующая с 40S рибосомальным белком eS4 человека, мыши и крысы (30 кДа). Идеально подходит для изучения биогенеза рибосом и механизмов синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS4X Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	S4; eS4; CCG2; RPS4; SCAR; SCR10; DXS306; RPS4X
Вид	Человек
GeneID (человек)	6191
GeneID	6191
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 66-263 человеческого RPS4X (NP_000998.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62701
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодильный пакет