

Поликлональное Антитело Anti-Rps6Ka2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q15349

Артикул: CM0022851

введение

Кроличье поликлональное антитело против RPS6KA2 (RSK3/p90RSK2), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования сигнального пути MAPK/ERK, биологии рака и регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS6KA2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RSK; HU-2; RSK3; p90RSK2; p90-RSK3; pp90RSK3; MAPKAPK1C; S6K-alpha; S6K-alpha2; RPS6KA2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6196
Идентификатор гена	6196
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 632–733 человеческого RPS6KA2 (NP_066958.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15349
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом