

Поликлональные Антитела Против Rps6Kl1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6S9

Артикул: CM0027781

введение

Кроличьи поликлональные антитела против RPS6KL1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Распознают RPS6KL1 человека, мыши и крысы — рибосомальную сериновую/треониновую киназу. Идеально подходят для исследований рибосомальной биологии и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	RPS6KL1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RSKL2; RPS6KL1
Вид	Человек
ID гена	83694
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-130 человеческого RPS6KL1 (NP_113652.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6S9
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Холодильный пакет