


Анти-Rraga Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q7L523

Артикул: CM0030629



введение

Поликлональные антитела кролика, полученные против человеческого RRAGA (GTP-связывающий белок A, родственник Ras), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным, крысиным белками. Идеальны для исследований сигнального пути mTORC1 и сенсинга аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRAGA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10670
GeneID	10670
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 213-313 человеческого RRAGA (NP_006561.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7L523
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом