

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Rrm2B Для Elisa И If/Icc - Q7Lg56

Артикул: CM0026866



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий RRM2B (p53R2). Подходит для ELISA и IF/ICC. Идеально подходит для исследований повреждения и репарации ДНК. Поддерживается комплексной платформой поставок сырья CamelBio.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RRM2B Кроличья pAb                                                                                                                            |
| Примечания/алиасы         | P53R2; RCDFRD; MTDPS8A; MTDPS8B; RRM2B                                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 50484                                                                                                                                         |
| GeneID                    | 50484                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RRM2B (NP_056528.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                       |
| Применение                | IF/ICC, ELISA                                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q7LG56                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 41кДа                                                                                                                                         |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                             |