


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rrp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P56182

Артикул: CM0020273



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против RRP1 (NNP-1, NOP52), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследования процессинга 28S рРНК и нуклеолярной динамики. SWISS: P56182.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Кроличье pAb против RRP1
Примечания/Альтернативные названия	NNP-1, NOP52, RRP1A, D21S2056E, RRP1
Вид	Человек
ID гена	8568
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-253 белка RRP1 человека (NP_003674.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56182
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом