


Анти-Ryr2 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92736

Артикул: CM0016359



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого RYR2 (UniProt Q92736). Валидированы для WB, IF-P, IHC-P и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований сигнализации кальция в сердце и аритмии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RYR2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS; RYR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6262
GeneID	6262
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 4868-4967 человеческого RYR2 (NP_001026.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доступ UniProt	Q92736
Молекулярный вес белка	565 кДа
Доставка	Сумка со льдом