

Поликлональное Антитело Против Saal1 Для Вб, Ифа — Q96Er3

Артикул: CM0014377

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SAAL1 (SPACIA1), валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований пролиферации синовиальных фибробластов и воспалительного артрита.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAAL1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	SPACIA1; SAAL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	113174
ID гена	113174
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 175–474 человеческого SAAL1 (NP_612430.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96ER3
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом