


## Моноклональное Антитело Anti-Samhd1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Y3Z3

Артикул: CM0006074



### введение

Кроличье моноклональное антитело к SAMHD1, валидированное для WB, IHC-P и ELISA, с перекрёстной реактивностью к человеческому белку. Антитело нацелено на трифосфогидролазу дезоксинуклеозидтрифосфатов, участвующую в противовирусной защите и репарации ДНК; подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к SAMHD1                                                                                                        |
| Примечания/синонимы       | DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; SAMHD1                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                          |
| Идентификатор гена        | 25939                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 527-626 человеческого SAMHD1 (NP_056289.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                          |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                 |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q9Y3Z3                                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 72 кДа                                                                                                                                           |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                   |