

Моноклональное Антитело Против 3CLpro Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P0Dtc2

Артикул: CM0004555



введение

Кроличье моноклональное антитело к 3CLpro SARS-CoV-2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК и ИФА. Распознает белок 3CLpro SARS-CoV-2. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 1-306 3CLpro. Идеально подходит для исследований COVID-19.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к 3CLpro SARS-CoV-2
ID гена	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-306 3CLpro коронавируса SARS-CoV-2 (YP_009725295.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярный вес белка	141 кДа
Доставка	Сумка со льдом