


Моноклональное Антитело Против N-Белка Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P59595

Артикул: CM0002945



введение

Мышечное мАб к N-белку SARS-CoV-2, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает нуклеопротеин SARS-CoV-2 с перекрестной реактивностью на SARS-CoV. Подходит для исследований в области вирусологии, диагностики и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 N Protein Mouse mAb
Примечания/Псевдоним	Нуклеопротеин; NP; N-белок SARS-CoV-2
Вид	коронавирус
ID гена (Человек)	SARS-CoV-2
ID гена	43740575
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-420 нуклеопротеина коронавируса (P0DTC9)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом