

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Sars-Cov-2 Nsp7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P0Dtc2

Артикул: CM0021254



### введение

Кролижье поликлональное антитело против белка NSP7 SARS-CoV-2. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому белку. Подходит для исследований COVID-19 и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SARS-CoV-2 NSP7 Кроличье pAb                                                                                                        |
| ID гена                   | 43740578                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-83 коронавирусного NSP7 (YP_009742614.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                             |
| SWISS                     | P0DTC2                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 141 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                   |