


Поликлональные Антитела Кролика Против Nsp9 Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P0Dtd1

Артикул: CM0020091



введение

Поликлональные антитела кролика, полученные против рекомбинантного белка NSP9 SARS-CoV-2 (репликаза-полипротеин 1ab, аминокислоты 1-113). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает участок NSP9 вирусного репликаза-полипротеина (Swiss-Prot P0DTD1).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 NSP9 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 NSP9 коронавируса (YP_009742616.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Молекулярная масса белка	794 кДа
Доставка	С ледяным пакетом