


Поликлональное Антитело Против Sars-Cov-2 Orf7A Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P0Dtc7

Артикул: CM0021405



введение

Кроличье поликлональное антитело к SARS-CoV-2 ORF7a, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает ORF7a (P0DTC7), вирусный иммуноэвазин, который ингибирует иммунный ответ хозяина, антагонизируя тетерин и понижая регуляцию MHC-I. Идеально подходит для исследований COVID-19.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 ORF7a Кроличье pAb
Вид	SARS-CoV-2
ID гена	43740573
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-98 коронавируса ORF7a (YP_009724395.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC7
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом