

Поликлональное Антитело Против Шиповидного Белка S2 Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P0Dtc2

Артикул: CM0024350



введение

Кроличье поликлональное антитело против S2 субъединицы шиповидного белка SARS-CoV-2, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Детектирует шиповидный гликопротеин SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2) с перекрестной реактивностью к SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 Spike S2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	шиповидный гликопротеин; SARS-CoV-2 Spike S2
ID гена	43740568
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом