

Поликлональное Кроличье Антитело Против Scaf4 Для Ihc-P И Ифа - O95104

Артикул: CM0023108



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SCAF4, валидированное для иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА. Распознает SCAF4 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения механизмов транскрипционной регуляции и преждевременной терминации мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCAF4 кроличье пАб
Примечания/Альасы	SRA4; SFRS15; SCAF4
Вид	Человек
ID гена (человек)	57466
ID гена	57466
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 170-248 человеческого SCAF4 (NP_065757.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95104
Молекулярная масса белка	126 кДа
Доставка	Холодовой пакет