

## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Scrn3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vdg4

Артикул: CM0015389

### введение

Поликлональное кроличье антитело к SCRN3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознает SCRN3 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения механизмов термической ноцицепции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb к SCRN3                                                                                                                |
| Примечания/синоним        | SES3; SCRN3                                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 79634                                                                                                                               |
| ID гена                   | 79634                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100–410 человеческого SCRN3 (NP_078859.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q0VDG4                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 49 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |