

Поликлональное Антитело Anti-Scyl2 Для Wb И Elisa — Q6P3W7

Артикул: CM0017736

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-SCYL2, валидированное для WB и ELISA, реагирует с белками человека и крысы. SCYL2 — киназа, ассоциированная с клатрином, регулирующая транспорт рецепторов в нейронах и развитие мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SCYL2
Примечания/синонимы	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Вид	Человек
GeneID (человек)	55681
GeneID	55681
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–300 человеческого SCYL2 (NP_060458.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q6P3W7
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет