

Моноклональное Антитело Против Sdha Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Elisa - P31040

Артикул: CM0002697



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок SDHA, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Детектирует эндогенный SDHA в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриального комплекса II и изучения супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SDHA Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6389
ID гена	6389
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-650 человеческого SDHA (P31040).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31040
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом