


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Sec24C Для Wb, If/Icc, Elisa - P53992

Артикул: CM0015113



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SEC24C, валидированная для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ELISA. Направлена на белок отбора груза везикул COPII, необходимый для транспорта из ЭПР в Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC24C Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SEC24C
Вид	Человек
ID гена (человек)	9632
ID гена	9632
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 915-1094 человеческого SEC24C (NP_004913.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P53992
Молекулярная масса белка	118 кДа
Доставка	Сумка-холодильник