

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Selenom Для Wb И Elisa — Q8Wwx9

Артикул: CM0019881

введение

Поликлональное кроличье антитело к SELENOM для WB и ELISA. Выявляет SELENOM человека и мыши — селенопротеин массой 16 кДа, участвующий в формировании дисульфидных связей в цитоплазме, эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SELENOM Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SELM; SEPM; SELENOM
Вид	Человек
GeneID (человек)	140606
GeneID	140606
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-130 SELENOM человека (NP_536355.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8WWX9
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Хладагент