


Кроличья Поликлональная Антитела Против Senp2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Hc62

Артикул: CM0023469



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SENP2 для Вестерн-блоттинга, ИГХ парафиновых срезов и ИФА. Реагируют с человеческим белком, а также белками мыши и крысы. Подходят для исследований пути SUMOylation, сигналинга Wnt и адипогенеза. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против SENP2
Примечания/Альтернативные названия	AXAM2, SMT3IP2, SENP2
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	59343
Gene ID	59343
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 366-589 человеческого SENP2 (NP_067640.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ парафиновых срезов (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Hc62
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом