


Поликлональное Антитело Anti-Septin-1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8WYj6

Артикул: CM0019585



введение

Рекомбинантное поликлональное антитело против человеческого Septin-1 (SWISS: Q8WYJ6) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Распознает белок массой 42 кДа, участвующий в цитокинезе и организации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Septin 1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3; Septin 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1731
GeneID	1731
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-370 человеческого Septin 1 (NP_443070.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WYJ6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом