

Кроличье Поликлональное Антитело Против Septin-6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14141

Артикул: CM0027307



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Septin-6 (Q14141), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований цитоскелета, клеточного деления и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Septin 6
Примечания/Альтернативные названия	SEP2; SEPT2; SEPT6; Septin 6
Вид	Человек
ID гена	23157
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-434 человеческого Septin 6 (NP_055944.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14141
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом