

Кроличье Поликлональное Антитело Против Serinc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П И Ифа - Q9Nrx5

Артикул: CM0021605

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок SERINC1 (серин-инкорпоратор 1), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Подходит для исследования биосинтеза фосфатидилсерина и сфинголипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SERINC1
Примечания/Альтернативные названия	TDE2; TMS2; TDE1L; TMS-2; SERINC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	57515
GeneID	57515
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-453 человеческого белка SERINC1 (NP_065806.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRX5
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом