

## Поликлональное Антитело Anti-Serpina9 Для Wb, Elisa — Q86Wd7

Артикул: CM0020747

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SERPINA9 (Serpin A9), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для изучения биологии В-клеток герминативного центра и функций серпинов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SERPINA9 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/синонимы       | GCET1; SERPINA11; SERPINA11b; SERPINA9                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 327657                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 327657                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110–210 человеческого SERPINA9 (NP_783866.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                |
| SWISS                     | Q86WD7                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 47 кДа                                                                                                                                 |
| Условия транспортировки   | Хладоэлемент                                                                                                                           |