


Поликлональное Антитело Anti-Setd2 Для Wb, Elisa — Q9Byw2

Артикул: CM0018249



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SETD2 — гистоновую метилтрансферазу. Валидировано для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с человеческим белком. Подходит для исследований эпигенетики, онкологии и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело SETD2
Примечания/псевдонимы	LLS, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, MRD70, RAPAS, HBP231, HSPC069, p231HBP, SETD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	29072
GeneID	29072
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 803–1103 человеческого SETD2 (NP_054878.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9BYW2
Молекулярная масса белка	288 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом