


Кроличье Моноклональное Антитело Против Sf3A3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q12874

Артикул: CM0003944



введение

Кроличье моноклональное антитело против SF3A3 для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее человеческий и мышинный SF3A3 (59 кДа). Важный инструмент для исследования сплайсосомы и изучения сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SF3A3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10946
GeneID	10946
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SF3A3 (Q12874)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q12874
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	В пакете со льдом