

Поликлональное Антитело Против Sgk3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q96Br1

Артикул: CM0026687



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SGK3 (CISK/SGKL), реагирует с белком человека и мыши. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Мишень — серин/треонинкиназа, регулирующая ионные каналы и рост клеток. Обнаруживается полоса массой 57 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SGK3 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	CISK; SGK2; SGKL; SGK3
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	23678
ID гена	23678
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-150 человеческого SGK3 (NP_037389.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96BR1
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С пакетом льда