

Поликлональные Антитела Против Sgpl1 Для If-P, Ihc-P, Elisa - O95470

Артикул: CM0026481



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SGPL1 (лиаза S1P). Валидированы для IF-P, IHC-P и ELISA; обладают перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения метаболизма сфинголипидов и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SGPL1 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	SPL; S1PL; NPHS14
Вид	Человек
ID гена (человек)	8879
ID гена	8879
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95470
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Хладоэлемент