


Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Sgta Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O43765

Артикул: CM0029984



введение

Кроличья поликлональные антитела Anti-SGTA, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Нацелены на человеческий ко-шаперон SGTA, участвующий в контроле качества белков и встраивании белков с хвостовым якорем. Подходят для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к SGTA
Примечания/Альтернативные названия	SGT; Vpu; SGT1; hSGT; alphaSGT; SGTA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6449
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого SGTA (NP_003012.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43765
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом