

Поликлональное Антитело К Shc4 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q6S5L8

Артикул: CM0027138

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SHC4 (RaLP/hShcD). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ИФА. Детектирует человеческий и мышинный SHC4, адапторный белок, специфичный для меланомы, участвующий в миграции и инвазии опухоли.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Значение
Название продукта	SHC4 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	RaLP, SHCD, SHC4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	399694
ID гена	399694
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-185 человеческого SHC4 (NP_976224.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6S5L8
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	В пакете со льдом