

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Siglec10 Для Wb, Elisa — Q96Lc7

Артикул: CM0022218

введение

Поликлональное кроличье антитело SIGLEC10, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека и крысы. Рекомбинантный иммуноген, белковая мишень массой 77 кДа. Обратитесь к CamelBio по вопросам оптовых поставок и технической консультации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIGLEC10 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SLG2; PRO940; SIGLEC-10; SIGLEC10
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	89790
Идентификатор гена	89790
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 627-697 человеческого SIGLEC10 (NP_149121.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q96LC7
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент