

Поликлональные Антитела Против Sirt1 Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Артикул: CM0014944



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SIRT1, валидированные для WB, IP, IHC-P и ELISA. Подходят для изучения апоптоза, метаболизма и регуляции хроматина. Реагируют перекрестно с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIRT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23411
GeneID	23411
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 448-747 человеческого SIRT1 (NP_036370.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96EB6
Молекулярный вес белка	82 кДа
Доставка	Сумка со льдом