

Кроличья Поликлональная Антитела Против Sirt3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ип, Ифа - Q9Ntg7

Артикул: CM0029761



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SIRT3 (SIR2L3), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИП, ИФА. Определяют SIRT3 человека, мыши, крысы — митохондриальную NAD-зависимую деацетилазу, участвующую в метаболизме и реакции на стресс. Идеальны для исследований энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIRT3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SIR2L3; SIRT3
Вид	Человек
ID гена	23410 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 388-399 человеческого SIRT3 (NP_036371.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NTG7
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В пакете со льдом