

Поликлональное Антитело Кролика Против Sirt5 (Валидировано Методом Нокаута) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nxa8

Артикул: CM0029541



введение

Поликлональное антитело кролика против SIRT5, валидированное методом нокаута, для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Исследуйте функции митохондриальной деацилазы в исследованиях метаболизма и старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом нокаута] Поликлональное антитело кролика против SIRT5
Примечания/Альтернативные названия	SIR2L5; T5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23408
ID гена	23408
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-310 белка SIRT5 человека (NP_036373.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NXA8
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом