

Поликлональное Антитело Anti-Skap2 Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - O75563

Артикул: CM0015261



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SKAP2, Src-киназассоциированного фосфопротеина, участвующего в адгезии и передаче сигналов в В-клетках. Валидировано для применений WB, IF/ICC, ELISA; проявляет перекрёстную реактивность с антигенами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SKAP2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R, SKAP-NOM, SKAP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8935
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого SKAP2 (NP_003921.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75563
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом