

Моноклональное Антитело Anti-Skp2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q13309

Артикул: CM0011607



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против SKP2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Распознаёт человеческий SKP2 (Q13309) — F-box-белок, регулирующий прогрессирование клеточного цикла посредством опосредованной убиквитином деградации p27 и других субстратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против SKP2
Примечания/синонимы	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Вид	Человек
Идентификатор гена	6502
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SKP2 (Q13309)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13309
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом