

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Slamf6 Для Wb, Elisa — Q96Du3

Артикул: CM0016436



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий SLAMF6 (CD352/NTB-A). Валидировано для WB и ELISA. SLAMF6 является рецептором с собственным лигандом, регулирующим активацию и дифференцировку иммунных клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SLAMF6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	KALI; NTBA; CD352; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000; SLAMF6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	114836
Идентификатор гена	114836
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–215 человеческого SLAMF6 (NP_001171643.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96DU3
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом