


Кроличыи Моноклональные Антитела К Slc14A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - Q13336

Артикул: CM0007406



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого SLC14A1 (транспортёр мочевины 1, антиген группы крови JK), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для изучения транспорта мочевины в эритроцитах и собирательных трубках почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC14A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; Hst1341; SLC14A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6563
GeneID	6563
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 289-389 человеческого SLC14A1. (NP_056949.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13336
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	С ледяным пакетом