


Поликлональные Антитела Против Slc14A1/Транспортера Мочевины 1 Для Wb, IHC-P, IF-P, Elisa - Q13336

Артикул: CM0021465



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SLC14A1 (транспортёр мочевины 1, антиген группы крови JK). Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции на тканях (IF-P) и ИФА (ELISA) для образцов человека, мыши и крысы. Подходят для исследования транспорта мочевины и почечной физиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC14A1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Синонимы	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6563
GeneID	6563
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в участке 158-257 человеческого SLC14A1 (NP_001295208.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13336
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодильный пакет