


Антитела Кролика Поликлональные Против Slc16A7 (Mct2) Для Wb, Elisa - O60669

Артикул: CM0026065



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого SLC16A7 (MCT2), подходящие для WB и ELISA. Перекрестная реакция с крысой. Валидированы для обнаружения эндогенного транспортера монокарбоксилатов в исследованиях метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC16A7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MCT2; SLC16A7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9194
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 379-478 человеческого SLC16A7 (NP_001257551.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O60669
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом