


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Slc1A1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (If-P), Ифа - P43005

Артикул: CM0030452



введение

Поликлональные кроличьи антитела против SLC1A1/EAAT3, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА. Обнаруживают возбудимый аминокислотный транспортер 3 человека, мыши и крысы. Для исследований в области нейронауки, нефрологии и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC1A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	DCBXA; EAAC1; EAAT3; SCZD18; hEAAC1; SLC1A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6505
GeneID	6505
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 430-524 человеческого SLC1A1 (NP_004161.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43005
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом