


Поликлональное Антитело Против Slc1A4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P43007

Артикул: CM0016223



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SLC1A4 (ASCT1, SATT), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально для исследований транспорта аминокислот и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SLC1A4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SATT, ASCT1, SPATCCM, SLC1A4
Вид	Человек
GeneID (человек)	6509
GeneID	6509
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-220 белка SLC1A4 человека (NP_003029.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43007
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом