


Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-Slc22A11 Для Wb, Elisa - Q9Nsa0

Артикул: CM0028454



введение

Кроличьи поликлональные антитела к Anti-SLC22A11 (OAT4), валидированные для WB, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный SLC22A11, плацентарный/почечный транспортер органических анионов. Идеально подходят для исследований транспорта и изучения почечной реабсорбции и плацентарного обмена стероидами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC22A11 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	OAT4; hOAT4; SLC22A11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55867
GeneID	55867
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-140 человеческого SLC22A11 (NP_060954.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NSA0
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом