

Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc22A5 (Octn2) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - 076082

Артикул: CM0021871



введение

Кроличье поликлональное антитело против SLC22A5 (OCTN2), высокоаффинного транспортера карнитина. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Подходит для изучения метаболизма карнитина, кишечного гомеостаза и первичного дефицита карнитина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC22A5
Примечания/Альтернативные названия	CDSP; OCTN2; SLC22A5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6584
ID гена	6584
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 430-529 человеческого SLC22A5 (NP_003051.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	076082
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом