

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Slc25A13/Citrin Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Ujs0

Артикул: CM0004175



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого SLC25A13/citrin (SWISS: Q9UJS0). Валидированы для WB, IHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований митохондриального транспорта и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A13/Citrin Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SLC25A13; ARALAR2; CITRIN; CTLN2; solute carrier family 25 member 13; SLC25A13/Citrin
Вид	Человек
GeneID	10165
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого SLC25A13/Citrin (NP_055066.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJS0
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент