

Кроличья Поликлональная Антитела Против Slc25A19 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9Hc21

Артикул: CM0016781

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого SLC25A19 (митохондриальный переносчик тиаминпирофосфата).
Валидирована для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА;
перекрестно реагирует с мышинным белком.
Идеально подходит для исследования митохондриального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A19 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Вид	Человек
GeneID	60386
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 человеческого SLC25A19 (NP_068380.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HC21
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовая упаковка