

Поликлональное Антитело Anti-Slc26A11 Для Wb, Elisa — Q86Wa9

Артикул: CM0022314

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SLC26A11 (натрий-независимый транспортер сульфат-анионов), валидированное для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований почек, мозга и биологии транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC26A11 Rabbit pAb
Примечания/синоним	SLC26A11
Вид	Человек
Идентификатор гена	284129 (человек)
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого SLC26A11 (NP_001159819.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q86WA9
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом