

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Slc29A3 Для Wb, Elisa — Q9Bzd2

Артикул: CM0016793

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого SLC29A3/ENT3. Валидировано для WB и ELISA. Нацелено на переносчик нуклеозидов, участвующий в лизосомном и митохондриальном рециклинге пуринов и пиримидинов. Для исследований метаболизма нуклеозидов и иммунологии макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC29A3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ENT3; HJCD; PHID; HCLAP; SLC29A3
Вид	Человек
GeneID (человек)	55315
GeneID	55315
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого SLC29A3 (NP_060814.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZD2
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом